



Парфюм для интерьера
Parfum d'Ambiance
Parfum de Luxe concentré

Системы ароматизации пространства

Ароматизатор помещений емкостью 100/200 мл. с деревянными палочками.

Деревянные палочки, изготовленные из благородного дерева семейства пальмовых по особой технологии щадящей сушки в тени, погружаются в специально подготовленную парфюмерную композицию, впитывают ароматические вещества и равномерно испаряют парфюм в пространстве.

Система ароматизации с испарителем в виде деревянных палочек для номеров отелей, кабинетов руководителей и других помещений подобного назначения.



Емкость

100 мл.

200 мл.

Палочки деревянные*

Стандартной длины
(комплект-12 шт)

Максимальной длины
(комплект-6 шт)

*Палочки поставляются бесплатно при заказе аромакомпозиции для данной системы.

Предполагаемый расход аромакомпозиции - 100 мл в месяц на площадь до 50 м².

Если аромат и, соответственно, расход аромакомпозиции слишком интенсивен, можно просто уменьшить количество палочек в ароматизаторе. Для обеспечения равномерного распределения аромата рекомендуется переворачивать палочки сверху вниз в ароматизаторе каждые две недели.



Система для ручного распыления в алюминиевом флаконе.

Основная цель системы, состоящей из высококачественных, изысканных ароматов, - не только в надежной нейтрализации неприятных запахов в гостиничных номерах, а более того, - в создании индивидуальной изящной атмосферы, подчеркивающей высокий стандарт качества обслуживания клиентов.

Система представляет собой технологию обработки гостиничных номеров по разработанной схеме, которая производится горничными ежедневно по окончании уборки.

В результате постоянной обработки неприятные запахи нейтрализуются. В номерах уже через 4-5 дней устанавливается легкий аромат, не связанный с обычными запахами освежителей, что обеспечивает наивысший комфорт проживающим и повышает качество обслуживания.



Емкость

200 мл.

После каждого нажатия выпрыскивается строго заданный объем вещества. Благодаря четкому дозированию выпуска состава, нейтрализующего неприятные запахи, обеспечивается точный контроль расхода средства.

Предполагаемый расход - 1 флакон рассчитан на разовую обработку 100 -300 номеров, или одного номера в течение 100 - 300 дней.